




## SMARTMOLD - IMPLANTES FACIAIS

Os implantes personalizados em PMMA sólido, permitem uma integração perfeita com os tecidos adjacentes. Proporcionamos simulações de design com o Dr(a), ajustadas às necessidades de cada paciente, reduzindo o tempo de cirurgia e minimizando riscos de contaminação, já que não requerem remodelagem intraoperatória. Além disso, oferecem um sistema de reversão rápido e eficiente.


**Benefício CPMH:** Videoconferência de simulações 3D em tempo real com o Dr(a).



## ORTOGNÁTICA SOB MEDIDA

Inovação em Cirurgia Menos Invasiva, através de placas personalizadas impressas em titânio, unindo fina espessura e alta resistência para uma rigidez superior.


**Benefício CPMH:** Dispositivos de osteotomias com design dentossuportado em metal, oferecendo alta precisão e resistência, e evitando quebras durante o procedimento.



## ANCORFIX - ANCORAGEM ORTODÔNTICA

Mini placas com design de espessura fina e resistente, laterais e cantos arredondados para maior conforto e controle. Além disso, possuem ganchos posicionados estrategicamente para tracionamento e um sistema exclusivo de trava fio na placa, otimizando o tempo e controle do tratamento.

**Benefício CPMH:** Design anatômico que garante maior estabilidade e reduz a mobilidade.





## IMPLANTE CRANIANO PERSONALIZADO EM PEEK

- Tecnologia avançada com previsibilidade
- Ajuste anatômico exato, feito sob medida
- Material leve, resistente e biocompatível
- Espessuras variadas para diferentes necessidades
- Guias cirúrgicos para osteotomias.



# UM IMPLANTE UMA VIDA UM SORRISO

Compromisso com a inovação em implantes médicos e reabilitação de vidas. Inspirados por cirurgiões e pacientes, oferecemos soluções personalizadas que transformam inúmeras vidas.



## RECONSTRU|LIFE

Soluções para **reconstrução de defeitos ósseos**, associado a reabilitação de maxilares atroficos.


**Benefício CPMH:** Projetos Integrando a reabilitação funcional.



## CUSTOM|LIFE

Reabilitação **menos invasiva** para maxilares severamente atroficos.

**Benefício CPMH:** Conectores individualizados para melhor dissipação de carga.



## ORTOG|LIFE

Reabilitação integrada de maxilares atroficos com cirurgia ortognática. Duas intervenções, uma solução.

**Benefício CPMH:** Impressão titânio com Fina espessura e alta resistência.



- 1 Poli com **vitamina E**
- 2 Fusão por sinterização

Otimização topológica

- 5 Sistema **bloqueado**



- 3 Tratamento em **SLA + trabeculado**

## ATM

Impressas em titânio, que reduzem o peso em até um terço com designs complexos impossíveis de alcançar com usinagem tradicional. Utilizamos menos material sem comprometer a integridade estrutural, proporcionando um conforto superior e um ajuste personalizado em cada implante.

### Benefícios CPMH:

- 1 Poli com **vitamina E** - Durabilidade Superior: Maior resistência e Menor desgaste;
- 2 Fusão de Poli com titânio- Método de sinterização, maximizando segurança e função;
- 3 Tratamento de **SLA + Trabeculado** - Melhoria na aderência celular e na osseointegração;
- 4 Otimização topológica - Remove material onde a carga é menor e reforçam outras áreas, implantes mais leves e resistentes com melhor integração óssea.
- 5 Sistema bloqueado - Eleva a estabilidade e segurança.