



Pessoas são diferentes umas das outras.

Conheças as opções:

**Sob Medida:** 10 milhões de tamanhos  
para 10 milhões de pessoas!

**Standard:** 3 tamanhos de próteses  
para 10 milhões de pessoas!

Prótese projetada  
conforme as necessidades  
do paciente.

SOB MEDIDA

STANDARD

Prótese padrão,  
modelo para todos.

# Sob Medida

[Sob•Me•di•da]

- 1 Prótese modificada para cada um;
- 2 Tratamento personalizado;
- 3 Sob medida



## POLIETILENO FUNDIDO

Sistema único mais seguro, sem risco de deslocamento

## POLIETILENO COM VITAMINA E

Proteção oxidativa, reduzindo degradação e resposta inflamatória

## TRATAMENTO SLA COM TRABECULOS

Propicia osseointegração

## BATENTE ANTERIOR E POSTERIOR

Evitam luxação do sistema



## PARAFUSOS LOCKING

Maior estabilidade na fixação

# Standard

[stand . ard]

- 1 prótese padrão, modelo, projeto na norma;
- 2 sem características especiais; usual, normal



Prótese de ATM intercambiável locking  
Anvisa 80859840212

## DIFERENCIAIS:

- Dispositivos de perfuração osteomia e planificação da fossa;
- Intercambiável com diversidade de medidas da fossa, corpo mandibular e cabeça articular;
- Polietileno com vitamina E;
- Fossa de titânio com encaixe sinterizado no polietileno.



## ATA ATM STANDARD

Análise tridimensional anatômica da tomografia para apoiar na decisão do tamanho da prótese standard a ser utilizada e junto você receberá os respectivos dispositivos de perfuração e planificação.

saiba mais



negocios@cpmh.com.br | 61 3028 8858 | 61 99946 8880 | cpmhdigital.com.br

